



Orina completa/ Urocultivo

Tipo de muestra: Orina de segundo chorro

Instrucciones toma de muestra:

- Realizar un aseo prolijo de los genitales externos con abundante agua corriente, secar.
- En la mujer en lo posible taponar la vagina con algodón estéril.
- Emitir el primer chorro de orina y eliminarlo.
- Cortar micción y reiniciarla recibiendo la orina en un envase estéril (orina de segundo chorro)
- No llenar el frasco más allá de la mitad del envase para evitar mojar el tapón que lo cierra.
- Tapar con cuidado y no tocar la boca del frasco.
- Traer la orina en lo posible antes de una hora al laboratorio. Si no es posible, mantenerla refrigerada.
- Traslade la muestra en una bolsa plástica en lo posible dentro de otra bolsa plástica que contenga hielo

Importante:

- Primera orina de la mañana, o por lo menos retención de orina de 4 hrs. como mínimo
- Se usa orina de segundo chorro (orinar un poco fuera del frasco y después el resto de la micción al frasco estéril)
- Se necesita una cantidad mínima de 15 ml.
- El envase es un frasco estéril proporcionado por el laboratorio

Tiempo de respuesta: 3 días Hábiles