



# Leucocitos fecales/rotavirus y adenovirus

**Tipo de muestra:** Muestra de deposición fresca

**Instrucciones toma de muestra:**

- Obtener la muestra de deposición por eliminación espontánea.
- Depositar la muestra en un frasco limpio, entregado por el laboratorio, con ayuda de un palo de helado limpio, tratando de tomar la muestra de la parte más fea que se observe (sangre, mucus etc.).
- – Si es un lactante tomar la muestra del pañal.
- – Si es un niño, tomar la muestra de la bacinica.
- – No contaminar la deposición con orina.
- La muestra debe ser trasladada al laboratorio, antes de una hora de su obtención.
- Cantidad mínima requerida: ½ cucharadita de té.

**Importante:**

- La muestra debe ser fresca, obtenida en un recipiente limpio, seco, con tapa y no debe ir contaminada con orina.

**Tiempo de respuesta: 1 día Hábil**